

Preiskava	Šifra	Vzorec	Orient. ref. vrednost	Enota	Metoda	Čas izvedbe	Opombe	Certifikat kakovosti
s – HEp-2	26610	0,5 ml seruma	1:80	/	IIF	1 – 3 dni	NEG: 1 dan, POZ: 2-3 dni	UK NEQAS, SNEQAS
s – anti-ENA	26605	0,5 ml seruma	0	/	CIE	2 – 5 dni	NEG: 2 dan, POZ: 2-5 dni	UK NEQAS, SNEQAS
s – anti-PDH	26612	0,5 ml seruma	0	/	CIE	do 7 dni	serija 1 x tedensko	UK NEQAS
s – panel SSc	26648	0,5 ml seruma	< 5	AU	LIA	do 7 dni	serija 1 – 2 x tedensko	UK NEQAS
s – panel MYO	26628	0,5 ml seruma	< 5	AU	LIA	do 7 dni	serija 1 – 2 x tedensko	UK NEQAS
s – panel JETRA	26620	0,5 ml seruma	0	/	LIA	do 7 dni	serija 1 – 2 x tedensko	
s – anti-dsDNA	26606	0,5 ml seruma	< 0,35	/	IIF in FIA	1 – 5 dni	NEG: 1 dan, POZ: 2-5 dni	UK NEQAS, SNEQAS
s – anti-C1q	26647	0,5 ml seruma	< 20	E	ELISA	do 10 dni	serija 1 x na 2 tedna	
s – anti-HMGCR	26636	0,5 ml seruma	< 20	SGU	ELISA	do 10 dni	serija 1 x na 2 tedna	
s – anti-CCP	26615	0,5 ml seruma	< 25	E/ml	ELISA	3 do 7 dni	serija 2 – 3 x tedensko	UK NEQAS, SNEQAS
s – RF	26626	0,5 ml seruma	< 15,9	E/ml	Imunonefelometrija	1 dan		UK NEQAS, SNEQAS
s – aCL IgG, IgM	26611	0,5 ml seruma	< 5	AU	ELISA	do 3 dni	serija 2 – 3 x tedensko	UK NEQAS, SNEQAS
s – aCL IgA	26614	0,5 ml seruma	< 5	AU	ELISA	do 7 dni	serija 1 x tedensko	
s – antiβ2GPI IgG, IgM, IgA	26613	0,5 ml seruma	< 2	AU	ELISA	do 3 dni	serija 2 – 3 x tedensko	UK NEQAS, SNEQAS
s – aPS/PT IgG, IgM, IgA	26627	0,5 ml seruma	< 5	AU	ELISA	do 7 dni	serija 1 x tedensko	

Preiskava	Šifra	Vzorec	Orient. ref. vrednost	Enota	Metoda	Čas izvedbe	Opombe	Certifikat kakovosti
s – ANCA IIF	26617	0,5 ml seruma	1:20	/	IIF	1 do 3 dni	serija 2 – 3 x tedensko	UK NEQAS, SNEQAS
s – anti-MPO/PR3 ANCA	26618	0,5 ml seruma	< 20	CU	CLIA	do 1 dan	izvajamo dnevno	UK NEQAS, SNEQAS
s – anti-GBM	26616	0,5 ml seruma	< 20	CU	CLIA	do 7 dni	serija 1 x tedensko	UK NEQAS, SNEQAS
k – KRIOGLOBULINI kvalitativno	26649	20 ml krvi	neg	/	vizualna ocena	7 dni	4 x 5 mL steklene epruvete	UK NEQAS
k – KRIOGLOBULINI kvantitativna tipizacija	26650		>30	mg/l	Imunoelektroforeza, imunonefelometrija	7 – 9 dni	Preiskava je vezana na preiskavo S-KRIOGLOBULINI-kvalitativno in se izvaja vedno ob pozitivnem rezultatu preiskave s_KRIOGLOBULINI-kvalitativno.	UK NEQAS
s – C3c	21061	0,5 ml seruma	0,90 – 1,80	g/l	Imunonefelometrija	1 dan	izvajamo dnevno	
s – C4	21062	0,5 ml seruma	0,10 – 0,40	g/l	Imunonefelometrija	1 dan	izvajamo dnevno	
s – SAA	26625	0,5 ml seruma	< 6,4	mg/l	Imunonefelometrija	1 dan	izvajamo dnevno	
k – HLA B27	26621	2,0 ml krvi	neg	/	qPCR	7 dni	serija 1 x tedensko	
s - IFX	26633	0,5 ml seruma	>0,50	µg/ml	ELISA	do 7 dni	serija 1 x tedensko	
s – anti-IFX	26634	0,5 ml seruma	>2,50	ng/ml	ELISA	do 14 dni	anti-IFX določamo samo, ko je IFX < 0,5 µg/ml	
s - ADL	26635	0,5 ml seruma	>0,50	µg/ml	ELISA	do 7 dni	serija 1 x tedensko	
s – anti-ADL	26635	0,5 ml seruma	>2,50	ng/ml	ELISA	do 14 dni	anti-ADL določamo samo, ko je ADL < 0,5 µg/ml	
s - VDZ	26640	0,5 ml seruma	>1,00	µg/ml	ELISA	do 14 dni	serija 1 x na 2 tedna	
s – GLM	26641	0,5 ml seruma	>1,00	µg/ml	ELISA	do 14 dni	serija 1 x na 2 tedna	
s – UST	26644	0,5 ml seruma	>0,08	µg/ml	ELISA	do 14 dni	serija 1 x na 2 tedna	